

I/P® 可变速分体式数字分配驱动器 几乎免维护，达到精确的数字分配

- LCD 图形界面显示 4 种运行模式：连续运行、定时分配、重复分配、体积分配
- 编程设置分配间隔，可在每个分配循环之间设定延迟时间，从而根据时间或体积实现方便的自动分配
- 无刷马达，为您提供安静、免维护的可靠性

A. 带台式控制器的分体式驱动器

- 防冲溅 ABS 塑料控制器外壳，IP33 防护等级；驱动器外壳是环氧树脂涂层钢，IP33 防护等级
- 6-ft (1.8-m) 电缆连接马达与控制器；提供可选延长电缆
- 通过驱动器上的 DB25 母接头实现远程控制

B. 带壁挂式控制器的可冲洗分体式驱动器

- 壁挂式控制器外壳材质为粉末涂层铝，IP66 / NEMA 4X 等级，可冲洗；粉末涂层钢驱动器外壳为 IP66/NEMA 4X 等级，可冲洗
- 6-ft (1.8-m) 电缆连接马达与控制器；提供可选延长电缆
- 通过驱动器上的防风化 31-针圆接口连接实现远程控制

随机配备：6-ft (1.8-m) 电源线，带 IEC 320/CEE22 插头。请注明设备的最终使用地，以确保我们为您提供正确的插头/电源线。



A.
07594-00

特点

- ✓ 流速：0.0006 ~ 19 LPM
- ✓ 速度控制精度 ±0.1%
- ✓ 四行图形显示
- ✓ 防滴双向马达
- ✓ 远程控制能力
- ✓ 兼容多达 2 个泵头



B.
07594-10 型号驱动器
含壁挂式控制器



转速(rpm)	速度控制 (重现性)	可接受泵头 数量	马达 功率	IP 防护 等级	尺寸 (长 x 宽 x 高)	电源 (50/60 Hz)		目录号	单价
						VAC	Amps		
A. 带台式控制器的数字分体式分配驱动器									
0.1~650	±0.1% (650 rpm 时, 0.1rpm);	2	3/4 hp (280 W)	IP33	控制器: 10 1/2" x 8 1/4" x 5" (26.7 x 21 x 12.7 cm) 驱动器: 15 1/8" x 7" x 6" (39.5 x 17.8 x 15.2 cm)	90~260	4.5 (115 VAC 时) 2.5 (230 VAC 时)	ZD-07594-00	
B. 带壁挂式控制器的数字可冲洗分体式分配驱动器									
0.1~650	±0.1% (650 rpm 时, 0.1 rpm)	2	3/4 hp (280 W)	IP66	控制器: 9" x 11 3/4" x 4 1/2" (22.9 x 29.8 x 11.4 cm) 驱动器: 15 1/8" x 7" x 6" (39.5 x 17.8 x 15.2 cm)	90~260	4.5 (115 VAC 时) 2.5 (230 VAC 时)	ZD-07594-10	

ZD-77301-82 延长线，9 ft (2.7 m)；延长马达与控制器之间的距离
ZD-07523-95 电缆组件，用于台式驱动器 07594-00；DB25 公接头和 25-ft (7.9-m)长线缆，带剥线头。用于远程控制

ZD-07575-80 电缆组件，用于可冲洗驱动器 07594-10；31-针圆接头和 25-ft (7.9-m)长线缆，带剥线头。用于远程控制
ZD-17050-01 NIST 可溯源校准报告，针对蠕动泵驱动器



选择一个完整系统
 一个目录号包含所有 3 个!

系统	流速范围	随机配备			电源	目录号	单价
		泵头	泵管	驱动器			
	0.001~8 LPM	Easy-Load® 77602-10	C-Flex® ULTRA I/P 73 泵管 06434-73 10 ft (3 m)	数字分配驱动器 07594-00 0.1 ~ 650 rpm	90~260 VAC, 50/60 Hz	ZD-77970-40	
	0.001~8 LPM	Easy-Load 77602-10	C-Flex ULTRA I/P 73 泵管 06434-73 10 ft (3 m)	数字分配驱动器 07594-10 0.1 ~ 650 rpm	90~260 VAC, 50/60 Hz	ZD-77970-50	