

1L 实验室组织捣碎机及配件



7012S/7012G

容量: 1L/1.2L

控制: 按钮式七档调速, SCR控制

底座: 环氧树脂涂层

容器: 带把手的不锈钢容器 双层聚乙烯和聚苯乙烯盖子, 7012S

耐热玻璃容器, 带把手, 双层聚乙烯和聚苯乙烯盖子, 7012G

高度: 38.1cm/40.6cm

重量: 5.0Kg/5.4Kg

认证: 通过UL认证

800S/800G/800ES/800EG

容量: 1L/1.2L

控制: 单速 22000RPM

底座: 环氧树脂涂层

容器: 不锈钢容器, 带把手, 双层聚

乙烯和聚苯乙烯盖子 - 800S

耐热玻璃容器, 带把手, 双层

聚乙烯和聚苯乙烯盖子 -

800G

高度: 35.5cm/40.5cm

重量: 3.8Kg/4.58Kg



8010S/8010G/8010ES/8010EG

容量: 1L/1.2L

开关设置: 双速, 机械定时器, 60秒

底座: 环氧树脂涂层

容器: 带把手的不锈钢和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子-8010S

带把手的耐热玻璃和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子-8010G

高度: 38/40.5cm

重量: 4.3/5.2kg



8011S/8011G/8011ES/8011EG

容量: 1L/1.2L

开关设置: 双速


底座: 环氧树脂涂层

容器: 带把手的不锈钢和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子-8011S

带把手的耐热玻璃和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子-8011G

高度: 38/40.5cm

重量: 4.3/5.2kg



8009S/8009G/8009ES/8009EG

容量: 1L/1.2L

开关设置: 双速, 带数字转速计连接接口

底座: 环氧树脂涂层

容器: 带把手的不锈钢和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子-8009S

带把手的耐热玻璃和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子-8009G

高度: 40.5cm

重量: 4.3/5.2kg



1L 实验室组织捣碎机及配件

型号: LB20ES/LB20EG

容量: 1L/1.2L

开关设置: 速度可调0—20000rpm, 用于混匀, 搅拌, 匀浆, 或是均质

底座: 环氧树脂涂层

容器: 带把手的不锈钢和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子—LB20ES

带把手的耐热玻璃和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子—LB20EG

高度: 38/40.5cm

重量: 4.3/5.2kg



CAC32 1.2L玻璃容器

耐热玻璃, 带把手, 双层聚乙烯和聚苯乙烯盖子

CAC33 1L不锈钢容器

不锈钢容器, 带把手, 双层聚乙烯和聚苯乙烯盖子

CAC48 1.2L玻璃容器

耐热玻璃, 带把手, 双层聚乙烯和聚苯乙烯盖子, 用于8009G

CAC25 1L不锈钢容器

不锈钢容器, 带把手, 双层聚乙烯和聚苯乙烯盖子, 用于8009S

CAC19 1.4L容器

聚碳酸酯容器, 带盖子, 道具等组件子

CAC64 500mL容器

500mL聚碳酸酯容器旋盖, 标准的捣碎机配件

特殊配件for 1L/1.2L捣碎机

003549 带Carbon轴承和聚四氟乙烯清洗刷的捣碎机配件

501088 带聚四氟乙烯清洗刷的捣碎机配件

技术参数

货号	替换容器	电源要求	最大功率	电机、刀具	转速	CE认证
800S	S.S.CAC33	1.8A	0.4马力	标准	22000RPM	否
800G	Glass CAC32	1.8A	0.4马力	标准	22000RPM	否
800ES	S.S.CAC33	1.8A	0.4马力	标准	22000RPM	是
800EG	Glass CAC32	1.8A	0.4马力	标准	22000RPM	是
8010S	S.S.CAC33	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	否
8010G	Glass CAC32	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	否
8010ES	S.S.CAC33	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	是
8010EG	Glass CAC32	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	是
8011S	S.S.CAC33	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	否
8011G	Glass CAC32	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	否
8011ES	S.S.CAC33	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	是
8011EG	Glass CAC32	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	是
LB20ES	S.S.CAC33	1.5A	0.4HP	标准	22000/18000	是
LB20EG	Glass CAC32	1.5A	0.4HP	标准	22000/18000	是