

Cole-Parmer® 超声波清洗器

快速清洁并为样品除气

- 高频声波，清洗能力更加强劲可靠
- 40 kHz 声波温和清洗，不会损伤易碎部件
- 防水设计十分耐用，实现无忧清洗

基本型超声波清洗器

- 设置定时器，实现无忧清洗，可控清洗周期长达 60 分钟
- 使用可选加热型号，获得更好的清洗效果，可将清洗剂加热至 156°F (69°C) 并提供过热保护

高端型超声波清洗器

- 轻松控制您的精确应用程序，具备数字定时器、功率跟踪、睡眠及除气模式
- 无须担心清洗过程，定时器设定时间长达 90 分钟，装置可自动完成过高负荷补偿
- 使用可选加热选项进行深度清洗



| 容量，加仑 (L) | 清洗槽尺寸 (L x W x H) | 电源 (50/60 Hz) | 基本清洗器，带机械计时器 | | | 基本清洗器，安装有机械计时器和加热器 | | | 高级清洗器，安装有数字计时器、功率跟踪和除气功能 | | | 高级清洗器，安装有数字计时器、功率跟踪、高/低功率、除气和加热器 | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------------|----------------------------|----|--------------------|----------------------------|----|--------------------------|----------------------------|----|----------------------------------|----------------------------|----|
| | | | 安培 | 产品目录号 | 价格 | 安培 | 产品目录号 | 价格 | 安培 | 产品目录号 | 价格 | 安培 | 产品目录号 | 价格 |
| 1/2 (1.9) [†] | 6" x 5 1/2" x 4" (15.2 x 14 x 10.2 cm) | 115 VAC 230 VAC | 0.8 0.4 | ZD-08895-21 ZD-08895-29 | | 1.2 0.7 | ZD-08895-23 ZD-08895-31 | | 0.8 0.4 | ZD-08895-25 ZD-08895-33 | | 1.3 0.7 | ZD-08895-27 ZD-08895-35 | |
| 3/4 (2.8) [†] | 9 1/2" x 5 1/2" x 4" (24.1 x 14 x 10.2 cm) | 115 VAC 230 VAC | 1.1 0.6 | ZD-08895-37 ZD-08895-45 | | 2 1.1 | ZD-08895-39 ZD-08895-47 | | 1.1 0.6 | ZD-08895-41 ZD-08895-49 | | 2 1.1 | ZD-08895-43 ZD-08895-51 | |
| 1 1/2 (5.7) [‡] | 11 1/2" x 6" x 6" (29.2 x 15.2 x 15.2 cm) | 115 VAC 230 VAC | 1.1 0.6 | ZD-08895-53 ZD-08895-61 | | 2.9 1.5 | ZD-08895-55 ZD-08895-63 | | 1.1 0.6 | ZD-08895-57 ZD-08895-65 | | 2.9 1.6 | ZD-08895-59 ZD-08895-67 | |
| 2 1/2 (9.5) [‡] | 11 1/2" x 9 1/2" x 6" (29.2 x 24.1 x 15.2 cm) | 115 VAC 230 VAC | 1.5 0.8 | ZD-08895-69 ZD-08895-77 | | 4 2.1 | ZD-08895-71 ZD-08895-79 | | 1.5 0.8 | ZD-08895-73 ZD-08895-81 | | 4.1 2.1 | ZD-08895-75 ZD-08895-83 | |
| 5 1/2 (20.8) [‡] | 19 1/2" x 11" x 6" (49.5 x 27.9 x 15.2 cm) | 115 VAC 230 VAC | 2.7 1.4 | ZD-08895-85 ZD-08895-93 | | 7.7 4 | ZD-08895-87 ZD-08895-95 | | 2.7 1.4 | ZD-08895-89 ZD-08895-97 | | 7.8 4 | ZD-08895-91 ZD-08895-99 | |

[†] 1/2加仑和 3/4加仑清洗器配有倾倒槽。[‡] 1 1/2加仑、2 1/2加仑和 5 1/2清洗器配有内置倾倒排水口。

超声波清洗器附件

实现最佳清洗效果！

超声波清洗在距离清洗槽底部约 1 英寸的位置时效果最佳并可防止损坏变速器，因此建议您在该位置进行清洗。

托盘材质为 304 不锈钢。使用这种坚固的托盘来放置需间接清洗的物品。使用多孔挂盘放置需直接清洗的物品。

烧杯架最适合小物品及间接清洗应用。架子带有一个烧杯悬挂圈。



| 可兼容的超声波清洗器 | 实心托盘 | | 多孔托盘 | | 网篮 | | 烧杯架 | |
|----------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|----|------------|-------------|
| | 产品目录号 | 价格 | 产品目录号 | 价格 | 产品目录号 | 价格 | 烧杯保持架 | 产品目录号 价格 |
| 08895-00; -10, 08895-21 至 -35 系列 | ZD-08850-41 | | ZD-08850-42 | | ZD-08850-45 | | 1 个 600 mL | ZD-08890-50 |
| 08895-12; -22, 08895-37 至 -51 系列 | ZD-08851-41 | | ZD-08851-42 | | ZD-08851-45 | | 2 个 600 mL | ZD-08891-50 |
| 08895-24; -34, 08895-53 至 -67 系列 | ZD-08852-41 | | ZD-08852-42 | | ZD-08852-45 | | 3 个 250 mL | ZD-08892-50 |
| 08895-36; -58, 08895-69 至 -83 系列 | ZD-08853-41 | | ZD-08853-42 | | — | | 4 个 600 mL | ZD-08893-50 |
| 08895-60; -70, 08895-85 至 -99 系列 | ZD-08854-41 | | ZD-08854-42 | | — | | 6 个 600 mL | ZD-08894-50 |