

## I/P® 精密可变速分体式驱动器 分体式设计，马达和控制器放置更方便

- 使用薄膜键盘，轻松控制速度、方向及启动/停止
- 专为计量和重要的流体传输设计

### A. 带台式控制器的分体式驱动器

- 防冲溅 ABS 塑料控制器外壳，IP33 防护等级；驱动器外壳是环氧树脂涂层钢，IP33 防护等级
- 6-ft (1.8-m) 电缆连接马达与控制器；提供可选延长电缆
- 通过驱动器上的 DB9 母接头实现远程控制



A.  
07591-20

### B. 带壁挂式控制器的可冲洗分体式驱动器

- 壁挂式控制器外壳材质为粉末涂层铝，IP66 / NEMA 4X 等级，可冲洗；粉末涂层钢驱动器外壳为 IP66/NEMA 4X 等级，可冲洗
- 6-ft (1.8-m) 电缆连接马达与控制器；提供可选延长电缆
- 通过控制器上的防风化接口连接实现远程控制



B.  
07591-30 型号驱动器含壁  
挂式控制器

#### 特点

- ✓ 流速：0.036 - 19 LPM
- ✓ 速度控制精度 ±0.25%
- ✓ LED 显示屏
- ✓ 双向马达
- ✓ 远程控制能力
- ✓ 兼容多达 2 个泵头

随机配备：6-ft (1.8-m) 电源线，带 IEC 320/CEE22 插头。请注明设备的最终使用地，以确保我们为您提供正确的插头/电源线。

ISO9001:2008  
经认证的供应商

ETL

CE

IP66

2

07591-30

转速 (rpm)	速度控制 (重现性)	可接受泵头数量	马达功率	IP 防护等级	尺寸 (长 x 宽 x 高)	电源 (50/60 Hz)		目录号	单价
						VAC	Amps		
<b>A. 带台式控制器的精密分体式驱动器</b>									
6-650	±0.25% (650 rpm 时, 1 rpm)	2†	1/8 hp (149 W)	IP33	控制器: 10 3/8" x 8 3/8" x 5 1/2" (26.3 x 21.3 x 14 cm) 驱动器: 13 7/8" x 5 1/2" x 6 1/8" (35.2 x 14 x 15.5 cm)	90-260	4.4 (115 VAC 时) 2.2 (230 VAC 时)	<b>ZD-07591-20</b>	
<b>B. 带壁挂式控制器的精密可冲洗分体式驱动器</b>									
6-650	±0.25% (650 rpm 时, 1 rpm)	2†	1/8 hp (149 W)	IP66	控制器: 10 1/8" x 11" x 4 3/4" (25.7 x 28 x 12 cm) 驱动器: 14 1/4" x 7" x 6 1/2" (36.8 x 17.8 x 16.5 cm)	90-260	4.4 (115 VAC 时) 2.2 (230 VAC 时)	<b>ZD-07591-30</b>	

†使用硅胶管或 C-FLEX® 泵管时，驱动器可兼容两个泵头。

**ZD-07557-51** 延长线，9 ft (2.7 m)；延长马达与控制器之间的距离  
**ZD-07595-47** 电缆组件，用于台式驱动器 07591-20；DB9 公接头，25-ft (7.9-m) 长线缆，带剥线头。用于远程控制

**ZD-77300-32** 电缆组件，用于可冲洗驱动器 07591-30；18-针圆接头和 25-ft (7.9-m) 长线缆，带剥线头。用于远程控制  
**ZD-17050-01** NIST 可溯源校准报告，针对蠕动泵驱动器

选择一个完整系统  
一个目录号包含所有 3 个！



系统	流速范围	随机配备			电源	目录号	单价
		泵头	泵管	驱动器			
	0.06-8 LPM	Easy-Load® 77602-10	C-Flex® ULTRA I/P 73 泵管 06434-73 10 ft (3 m)	分体式驱动器 07591-20 6 ~ 650 rpm	90-260 VAC, 50/60 Hz	<b>ZD-77962-20</b>	
	0.06-8 LPM	Easy-Load 77602-10	C-Flex ULTRA I/P 73 泵管 06434-73 10 ft (3 m)	分体式驱动器 07591-30 6 ~ 650 rpm	90-260 VAC, 50/60 Hz	<b>ZD-77962-30</b>	