

I/P® 定速驱动器

经济实惠，易操作

- IP55 防护等级机身，使用后直接用水冲即可
- 流速更大—可驱动多通道泵头，实现多通道传输
- 启动/停止/反向开关—清洁系统或泵管，双向工作
- 仅需插入插头，扳动开关，选择所需方向

这些定速驱动器的防护等级为 IP55，防尘防水。兼容 I/P 标准型，Easy-Load® 或高效泵头。叠连多达两个标准型或 Easy-Load® 泵头，可使流速加倍，或者选择三通道或四通道泵系统，达到更大输出。

随机配备：6-ft (1.8-m) 电源线—115 VAC 型号：美式标准插头；220 VAC 型号：欧式插头。

特点

- ✓ 流速：0.5 ~ 22 LPM (单个通道)
- ✓ 防护等级为 IP55，方便冲洗
- ✓ 兼容多达 2 个泵头



I/P 定速驱动器 07588-60，方便清洗

请稍等！切记不要忘了……

I/P 泵头信息见第 41-43 页，
I/P 泵管信息见第 44-49 页。

流速 LPM (GPM) (单通道)

速度 (rpm)	精密泵管			高效精密泵管		
	I/P® 26	I/P 73	I/P 82	I/P 70	I/P 88	I/P 89
83	0.5 (0.1)	1.0 (0.26)	1.7 (0.4)	1.0 (0.26)	2.2 (0.6)	2.4 (0.6)
100	0.6 (0.2)	1.2 (0.3)	2.0 (0.5)	1.2 (0.3)	2.6 (0.7)	2.9 (0.8)
150	0.9 (0.25)	1.8 (0.5)	3.0 (0.8)	1.8 (0.5)	3.9 (1.0)	4.3 (1.1)
180	1.1 (0.3)	2.2 (0.6)	3.6 (1.0)	2.2 (0.6)	4.7 (1.2)	5.3 (1.4)
450	2.8 (0.8)	5.5 (1.5)	9.0 (2.4)	5.5 (1.5)	11.7 (3.1)	13.1 (3.5)
540	3.3 (0.9)	6.6 (1.7)	11.0 (2.9)	6.6 (1.7)	14.0 (3.7)	15.8 (4.2)



转速 (rpm)	可接受泵头数量	马达功率	IP 防护等级	尺寸 (长 x 宽 x 高)	电源 (VAC, Hz)	目录号	单价
100	2	½ hp (0.37 kW)	IP55	17" x 11" x 10¼" (43.1 cm x 26.7 cm x 26.1 cm)	90~130, 60	ZD-07588-60	
83					190~260, 50	ZD-07588-65	
540					90~130, 60	ZD-07588-30	
450					190~260, 50	ZD-07588-35	



选择一个完整系统
一个目录号包含所有 3 个!

系统	流速范围	随机配备			电源	目录号	单价
		泵头	泵管	驱动器			
三通道 I/P 定速泵系统	2.2 LPM (0.6 GPM) (单个通道)	三个 Easy-Load® 泵头 77602-10	C-Flex® ULTRA I/P 73 泵管 06434-73 10-ft (3 m)	定速驱动器 180 rpm	115 VAC, 60 Hz	ZD-07588-80	
	1.8 LPM (0.5 GPM) (单个通道)			定速驱动器 150 rpm	230 VAC, 50 Hz	ZD-07588-87	
四通道 I/P 定速泵系统	2.2 LPM (0.6 GPM) (单个通道)	四个 Easy-Load® 泵头 77602-10	C-Flex® ULTRA I/P 73 泵管 06434-73 10-ft (3 m)	定速驱动器 180 rpm	115 VAC, 60 Hz	ZD-07588-90	
	1.8 LPM (0.5 GPM) (单个通道)			定速驱动器 150 rpm	230 VAC, 50 Hz	ZD-07588-97	

†仅兼容 Masterflex® 硅胶管和 C-FLEX® 泵管。